



ROTANTA 460 / 460R 460RC / 460RF

La tecnologia avanzata nel laboratorio contribuisce significativamente a ridurre i tempi di lavoro

Elevate prestazioni e ampia gamma di accessori garantiscono operazioni veloci e senza problemi nel lavoro di laboratorio giornaliero. Con una capacità massima fino a 3 litri per carico, le centrifughe ROTANTA sono presenti ed efficienti nei grandi laboratori di chimica clinica come nei grandi centri di ricerca e sviluppo.

COMFORT

- Chiusura del coperchio motorizzato
- Pannello di informazioni e controlli ergonomici
- Rotore di facile sostituzione
- 98 programmi di lavoro memorizzabili
- Protezione contro modifiche non autorizzate
- Tempi di frenata speciali per sacche sangue
- Connessione tra programmi (optional)

SICUREZZA

- Sensore di sbilanciamento
- Riconoscimento del rotore automatico
- In emergenza, sblocco del coperchio
- Coperchio antigocciolamento
- Bloccaggio del coperchio durante il funzionamento
- Protezione dal surriscaldamento del motore
- Protezione dal surriscaldamento della camera

PERFORMANCE

- ALTE VELOCITA' CON IL ROTORE ANGOLARE:
 - 24.400 RCF con una capacità max. di 30 x 1.5/2.0 ml
 - 12.310 RCF con una capacità max. di 6 x 94 ml
 - 14.025 RCF con una capacità max. di 6 x 250 ml
- ALTA CAPACITÀ CON I ROTORI AD OSCILLAZIONE LIBERA:
 - 4 x 750 ml a max
- **24 piastre microlitri / 4 filter plates a max.**
- **196 provette da prelievo**



ROTANTA 460RF



ROTANTA 460RC



Con il Pannello di controllo C anche il programma di centrifugazione più difficoltoso può essere facilmente inserito, memorizzato e riutilizzato quando se ne ha bisogno.

Il modello da pavimento **ROTANTA 460 RC** è più basso rispetto al modello RF, occupa meno spazio e può essere spostato più agevolmente.

DATI TECNICI

TECNOLOGIA

ROTANTA 460

ROTANTA 460R

	CLASSICA	REFRIGERATA
Alimentazione	200-240 V 1 ~	200-240 V 1 ~
Frequenza	50-60 Hz	50 Hz
Consumo	1.000 VA	1.800 VA
Norme	EN / IEC 61326-1, classe B	
Capacità max.	4 X 750 ml	
RPM velocità max.	15.000 min ⁻¹	
RCF max.	24.400	
Tempo di centrifugazione	1 – 99 h: 59 min: 59 sec, ∞ ciclo continuo, ciclo breve (tasto impulse)	
Dimensioni (AxLxP)	456 x 554 x 706 mm	456 x 770 x 706 mm
Peso	circa 101 kg	circa 141 kg
Controllo temp. continuo	da -20 a +40 °C	

TECNOLOGIA

ROTANTA 460RF

ROTANTA 460RC

	Da pavimento, refrigerata, senza rotore	Da pavimento, refrigerata, senza rotore
Alimentazione	200-240 V 1 ~	200-240 V 1 ~
Frequenza	50 Hz	
Consumo	1.800 VA	
Norme	EN / IEC 61326-1, classe B	
Dimensioni (AxLxP)	683 x 554 x 697 mm	961 x 554 x 697 mm
Peso	circa 140 kg	circa 164 kg
Controllo temp. continuo	da -20 a +40 °C	

Capacità max. - RPM velocità max. - RCF max. - Tempo di centrifugazione come ROTANTA 460