



ROTOFIX 32A



Robusta, versatile e indispensabile per il lavoro quotidiano di laboratorio dallo studio medico all'ospedale di dimensioni minori

La ROTOFIX 32 A non è solo la centrifuga ideale per i lavori di chimica clinica, ma svolge un suo ruolo importante nella citologia.

Questa centrifuga estremamente versatile soddisfa molte applicazioni oltre il campo medico. Con la sua ampia gamma di accessori la ROTOFIX 32 A può essere utilizzata nella preparazione di campioni sia in campo industriale che nella ricerca scientifica. E' possibile centrifugare anche le provette usate per il test bagno cromo.

TECNOLOGIA



DISPLAY E CONTROLLI

- Pulsanti di controllo a sfioramento: immissione veloce e facile dei parametri di lavoro
- Velocità RPM in incrementi di 100
- Time t/min; in minuti, max. 99 min.
- Tasto "impulse" per brevi centrifugazioni
- Pulsante RCF
- Indicazione dell'RCF durante la centrifugazione

Alimentazione	208-240 V 1 ~
Frequenza	50-60 Hz
Consumo	320 VA
Norme	EN / IEC 61326-1, classe B
Capacità max.	24 x 1.5/2.0 ml
RPM velocità max.	13.300 min ⁻¹
RCF max.	17.008
Tempo di centrifugazione	1 - 99 min, ∞ ciclo continuo, ciclo breve (tasto impulse)
Dimensioni (AxLxP)	228 x 262 x 352 mm
Peso	circa 10 kg



Rotore 1624



Rotore 1324

COMFORT

Lo stato attuale di tutti i parametri viene visualizzato durante la centrifugazione

Il coperchio della centrifuga può essere comodamente e sicuramente chiuso con la chiusura ergonomica

SICUREZZA

Coperchio bloccato mentre il rotore è in funzione
In caso di mancanza corrente, sblocco automatico del coperchio

Riconoscimento automatico del rotore
Sensore di sbilanciamento

DESIGN

Coperchio e struttura in metallo
Camera di centrifugazione in acciaio inox antiruggine
Finestra di ispezione
Chiusura con clip